

業界初 指示薬法の滴定画像自動化装置

HIPPO SCAN®

これまでの目視による色変化の判断を
画像分析技術により自動化



滴定分析の信頼度向上

人間の主観による個人差を解消
滴定プロセスが画像付きで記録保存

分析者の負担軽減

自動化により身体的・精神的負担を解消
特別なトレーニング不要

データインテグリティ

試験結果を自動で記録保存
改ざん・不正防止

装置仕様詳細	対応機器
サイズ : L282×W162×H276mm 重量 : 約1.4kg (付属品等含まず) 電源 : DC24V (本体) AC100~200V, 50/60Hz (ACアダプタ)	電動ビュレット : Metrohm社製 876 Dosimat Plus Metrohm社製 865 Dosimat Plus 通信ボックス : Metrohm社製 RS232/USB Box スターラー : Metrohm社製 801 stirrer

